




T A B L E O F C O N T E N T

- 1. 종합설계개요
- 1.1. 지적 사항 및 답변
- 1.2. 연구 개발 개요
- 2. 관련 연구 및 사례
- 2.1. 실제 사용 사례
- 2.2. 기존 사례와의 차이점
- 3. 시스템 수행 시나리오
- 4. 구성도
- 4.1. 시스템 구성도
- 4.2. 시스템 모듈 상세 설계
- 5. 개발 환경 및 개발 방법
- 6. 업무 분담
- 7. 종합설계 수행일정
- 8. 필요기술 및 참고문헌


지적 사항 및 답변

지적	사항	답변
1. GPS 신 서버와 휴 신 확인	호수신과 대기간 통	- 해당 디바이스는 실내에서 24시간 관리가 필요한 환경에서 사용되는 것을 목표했기 때문에 GPS가아닌 WIFI 연결 여부에 따른 알림을 통해 분실 방지기능을 구현중 서버와 휴대기간 통신은 이상 값을 전달 받았을때 실시간으로 안드로이드 기기에 알람이 가도록구현 완료

지적 사항 및 답변



지적 사항 및 답변




- 면구 개발 배경
 - 1000만 애완견 시대에 따라 애견관련 사업의 규모도 성장했다. 그에 따른 애완견 헬스케어의 관심도 급 등함에 따라 효율적이고 정확한 데이터를 통해 보다 안전한 애완견의 삶을 보장하는 환경을 조성해야 한다는 필요를 느낌.
- 면구 개발 목표
- 연구 개발 효과
 - " 애완견의 이상현상을 빠르고 정확하게 파악하여 애완견의 골든타임을 지켜 여러 동물을 꾸준히 관리해 야하는 여러 환경(동물병원, 애견카페, 애견샵)에서 위험한 상황을 사전에 방지할 수 있어진다.

관련 연구 및 사례



SE체온계

외부 기기를 이용하여 체온을 측정한 뒤 그 데이터를 바탕으로 사용자의 체온을 기록함,






관련 연구 및 사례





sk에서 만든 반려견의 운동량과 칼로리 소모량을 체크해주는 목걸이 형태의 스마트 앱 악세사리



기존 사례와의 다른점


- 반려견의 활동시간 비활동시간을 구분 (진동감지 센서 이용)
- 비활동시간에만 데이터 수집 집중

- 소형견, 중형견, 대형견 분류

- 각각의 정상 수준을 재정의



애완견이 활발한 활동에는 데이터 수집을 지양. 필요한 상황에만 애완견의 이상상태를 감지할 수 있음. 시스템 수행 시나리오



시스템 수행 시나리오


디바이스 장착 후 반려견 상태측정 시작

감지 센서의 측정값이 0에 가까울 경우 생체 데이터를 수집한다. 지 않을 경우에는 생체 데이터 수집을 중단한다.


바이오 상태가 정상치에 가까울 경우 진동 데이터 수집단계부터 다시 시작한다.

바이오 상태에 문제가 감지됐 을 때 사용자의 어플로 알림이 간다.


디바이스 해제 후 상태측정 종료




시스템 구성도




1) 아두이노(NodeMCU) - 회로도





1-1) 아두이노(NodeMCU) - 회로도 (진동감지)





vibSensor

착용 대상의 움직임의 정도 값을 측정.

움직임 값이 일정 값 이상으로 감지됐을 경우 다른 센서의 데이터 수집 중단.

1-2) 아두이노(NodeMCU) - 회로도 (심박수 측정)







pulseSensor

착용 대상의 심박수를 측정.

LED가 모세혈관에 의해 반사된 양에 따른 심박수를 측정해 데이터 전송 정확한 값 측정을 위해 측정 시간으로부터 조금 시간이 필요함.

1-3) 아두이노(NodeMCU) - 회로도 (체온 측정)






tempSensor

착용 대상의 체온 측정.

광자(Photon)의 수에 따른 체온을 측정해 데이터 전송 정확한 값 측정을 위해 측정 시간으로부터 조금 시간이 필요함.

1-4) 아두이노(NodeMCU) - 회로도 (데이터 전송)



ReadSensor

읽어온 센서 값을 데이터화 하여 변수에 저장

움직임 감지센서에 따라 값의 데이터화 유무 결정

webserver

Wifi를 기반으로 연결 될 서버를 관리


아두이노의 데이터를 안드로이드에 전달하기위한 시작단계

Database


연결된 웹서버에 데이터를 저장하는 쿼리를 실행


데이터화 된 센서값을 저장

2) DataBase




3-1) Android Application (메인 UI)






- 1. 어플의 기본이 되는 UI
- 2. 후에 디자인과 기능 추가 구현할 예정

3-2) Android Application (데이터 출력)







- 1. 불러온 데이터를 Recycler View 형태로 출력
- 2. '전체보기'를 클릭할 경우 최신 데이터 출력

1.서버로부터 데이터를 불러온 뒤 JSON형태로 출력 2. 오류 메시지 출력

3-3) Android Application (푸쉬 알림)





- 서버에 이상 값이 insert 됐을 경우 알림이 주어짐
- 백 그라운드에서도 활성
 화 되어 다른 작업중에도
 알림이 발생함

개발 환경

NodeMcu Lua Wifi V3



Microcontroller	ESP8266-12F			
Operating Voltage	3.3V			
Digital I/O Pins	12			
Analog Input Pins	1			
Clock Speed	80MHz/160MHz			
FLash	4M bytes			
Length	64.3mm			
Width	29.1mm			

개발 언어: php, java

개발 프로그램: 아두이노, 안드로이드

스튜디오

개발 운영체제: Window 10

메모 환경

2차 발표

사람이 직접 착용하여 센서값 측정 측정된 값이 정상적으로 어플에 출력되는지 확인 임의의 값을 넣어 알림이 나오는 것을 실시간으로 확인



3차 발표

직접 반려견을 데려올 수 없는 환경

반려견에게 착용한 뒤 활동하고 휴식하는 과정을

영상에 담아 발표할 예정



Application

os	android
Version	Android version 6.0 이상

개발 환경 – GitHub

GitHub 주소 - https://github.com/Haechandle/DogHealth

조원 ID

노해찬 - Haechandle

김동진 - djkim2766

김지수 - rlarlawltn96@naver.com

서론 사용사례 시나리오 구성도 개발환경 6. 업무 분담 수행일정 참고문헌

업무 분담

	김동진	노해찬	김지수				
자료수집	Web Server, DB, Android Application						
설계	안드로이드 Application 설계	아두이노 웨어러블 디바이스	DB 테이블, DB 알고리 즘				
구현	Application개발, 아두이노 블루투스연동	아두이노 데이터 처리	DB,서버 데이터 연동				
테스트	아두이노 데이터 수집 테스트, 아두이노와 Application사이 연동 테스트, DB와 서버사이에 데이터교환 테스트 종합 테스트 및 유지보수						

서론 사용사례 시나리오 구성도 개발환경 업무 분담 7. 수행일정 참고문헌

수행일정

	추진사함	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7-9월
	제안서 작성 및 사전								
	조사								
	자료조사 및 스터디								
추진일점	시스템 설계								
	데모 구현								
	전체통합								
	테스트								
	뮤지보수								
	최종검토 및 발표								

참고문헌

심장박동 센서 작동 관련 -https://pulsesensor.com/pages/installing-our-playground-for-pulsesensor-Arduino

적외선 온도 센서 작동 관련 - http://bildr.org/2011/02/mlx90614-arduino/

관련 논문 - 반려견의 이상행동 분석 및 알림을 위한 웨어러블 기반 애플리케이션

아이콘 참조 - https://www.flaticon.com/